



**EGE ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**CERRAHİ ALET YIKAMA VE DEKONTAMİNASYON TALİMATI**



DOKUMAN NO: STR-TL-3 YAYIN TARİHİ: KASIM 2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 1

**1. AMAÇ:** Steril edilmek üzere teslim alınan malzemenin temizliğini ve dekontaminasyonunu sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Aletlerin yıkama ve dekontaminasyonu için gerekli tüm basamakları kapsar

**3. KISALTMALAR**

**4. TANIMLAR:**

Ultasonik Yıkama Cihazı: Laparoskopik aletler ve mikrocerrahi aletlerinin dekontaminasyonunda kullanılan cihazdır. Üretici firma önerisine göre cihaz su ve enzimatik solüsyon karışımıyla doldurulur. Solüsyon günde en az iki defa ve duruma göre kirlendikçe değiştirilir. Termal Dezenfektör: Cerrahi aletlerin yıkama ve dezenfeksiyonunda kullanılan alettir.

**5. SORUMLULAR:**

MSÜ sorumlu hemşiresi ve tüm MSÜ personeli

**6. FAALİYET AKIŞI**

6.1. Temizlik ve dekontaminasyon işlemleri sırasında kan ve vücut sıvılarından olabilecek bulaşmayı önlemek için kişisel koruyucu tedbirler alınır.

6.2. Teslim alınan malzemeler türüne göre ultrasonik yıkama cihazı, termal dezenfektör veya elle yıkama için ayrıştırılır.

6.3. İlk defa kullanılacak yeni malzemelerin varsa öncelikle üzerindeki etiketleri çıkarılır. Koruyucu maddelerden arındırılır. Yıkandıktan sonra kurutulup paketlenme işlemine alınır.

6.4. Elle yıkanacak malzemeler önce enzimatik solüsyonda beş dk. bekletilir, sonra eklem yerleri açılır ve fırçalanır. Basıncı hava ile kurulamanın yapılamadığı aletlerde lif bırakmayan yumuşak bir bez ile kurulama yapılır.

6.5. Cerrahi motorların temizliğinde ve dekontaminasyonunda öncelikle elektrik düğmesi kapatılır. Bataryalı ise çıkarılır. Kablolu ve havalı motorlarda kablolar birbirinden ayrılmaz. Tüm ayrılabilir parçalar sökülür. Motor kısımlar ıslatılmaz, dezenfektanlı bezle silinir. Temizlik ve dezenfeksiyonda firmanın önerileri doğrultusunda hareket edilir.

6.6. Bipolarpensetler kordonlardan ayrılır. Pensetlere ve kordonlara zarar vermeyecek şekilde toplanır.

6.7. Laparoskopik aletler demonte bir şekilde uygun ultrasonik yıkama cihazında Ultrasonik Yıkama Cihazı Çalıştırma Talimatı' na göre yıkanır.

6.8. Termal dezenfektörlerde yıkanacak malzemeler bölüm sepetlerine aşırı yüklemeye yapılmadan yerleştirilir. Eklemli aletler eklem yerlerinden açılarak sepetlere yerleştirilir. Mikrocerrahi aletleri hassas bir şekilde birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde sepetlere yerleştirilir ve uygun program seçilerek dezenfeksiyonu Termal Dezenfektör Cihazı Çalıştırma Talimatına göre yapılır.

6.9. Dekontaminasyon işlemi biten malzemeler alet takip formu ile birlikte paketlenme alanına teslim edilir.

HAZIRLAYAN/  
AYŞE KOL

KONTROL/KALİTE YON. DİREKTÖRÜ  
PROF. DR. MEHMET SONUGELEN

ONAY/DEKAN  
PROF. DR. CELAL ARTUNÇ